

SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL

Sistema protesico biofunzionale



La linea denti SR Vivodent/Orthotyp DCL è una componente importante del sistema BPS.

Alla base del sistema protesico biofunzionale vi sono ricercatori e specialisti, che hanno riunito le loro conoscenze in un oculato concetto protesico.

Il sistema BPS è un prodotto di marca, che, grazie ad una perfetta armonia fra le varie componenti, consente una lavorazione particolarmente efficace.

Materiale DCL di elevata qualità

Presentazione SR Vivodent DCL

20 forme anteriori superiori
8 forme anteriori inferiori

Colori:
20 Chromascope
16 Colori A-D
4 Bleach BL



Presentazione SR Orthotyp DCL

5 forme posteriori superiori
5 forme posteriori inferiori

Colori:
16 Colori A-D
4 Bleach BL

Valori fisici:

Resistenza alla flessione (DIM 13'907)	100 MPa
Modulo di elasticità (DIM 13'907)	3'300 MPa
Durezza Vickers HV 0,5/30 (Norma interna PV-324)	200 MPa
Legame al polimerizzante a caldo (DIM 13'914)	130 MPa




0411/i

Produttore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent s.r.l.
Via Isonzo 67/69
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. 051 / 6113555
Fax 051 / 6113565
www.ivoclarvivadent.it
e-mail info@ivoclarvivadent.it


ivoclar
vivadent
passion vision innovation

SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL



L'evoluzione della linea denti
più affermata per qualità e scelta cromatica



SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL

Clinicamente affermati ed in grado di

Le linee denti SR Vivodent DCL / Orthotyp DCL sono realizzate con l'affermato materiale DCL (Double Cross Linked) una resina di elevatissima qualità. Lo spettro dei colori Chromascope, A-D e dei colori Bleach completa le linee prodotte per un manufatto protesico di elevato standard qualitativo.

Per far sorridere i Suoi pazienti con restauri dall'aspetto naturale.



SR Vivodent DCL / Orthotyp DCL offrono:

- resina DCL di particolare standard qualitativo
- colorazione Chromascope, A-D e Bleach
- particolare design della stratificazione
- ampio spettro cromatico
- analogia cromatica con materiali per la realizzazione di protesi fissa

L'odontotecnica e l'odontoiatria moderna si muovono con grandi passi nel futuro ed il futuro viene determinato da crescenti esigenze qualitative ed estetiche da parte dei nostri pazienti.


Pertanto attribuiamo molta importanza ai compiti che i nostri prodotti devono assolvere, affinché siano sempre al passo con i tempi, poiché sicurezza di qualità significa anche migliorare ove possibile.

soddisfare sempre maggiori esigenze

Materiale DCL biocompatibile

La base dei denti SR Vivodent DCL / SR Orthotyp DCL é il materiale Double-Cross-Linked. Ricerche tossicologiche confermano la biocompatibilità di questa resina di elevata qualità.

- buona compatibilità tissutale
- ottimale resistenza all'abrasione
- resistenza alla formazione di placca
- ottime caratteristiche di lucidabilità
- ottimo legame al materiale per protesi
- buone caratteristiche di rifinitura



- Matrice**
Polimero omogeneo reticolato
- Riempitivo**
Sfere PMMA insolubili, rigonfiabili, reticolate
- Strato di diffusione**
Matrice introdotta nella sfera reticolata

Ampio spettro cromatico:



SR Vivodent DCL
SR Orthotyp DCL

Colori

- Chromascop
- A-D
- Bleach

Materiale

- DCL

Protesi parziale



Protesi combinata



Protesi rimovibile supportata da impianti



Protesi ibrida



Protesi totale



Forme armoniche per un esempio naturale

La caratteristica forma dei denti SR Vivodent DCL ed SR Orthotyp DCL si integra armonicamente nell'ambiente naturale circostante del cavo orale.

La complessa stratificazione della linea denti posteriore consente di ottenere un'estetica naturale.