

NUOVO

OptraSculpt® Pad

Strumento per la modellazione dei compositi

Modellazione

rapida ed efficiente
grazie alla superficie
anti - appiccicosità




ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

OptraSculpt® Pad

Strumento per la modellazione dei compositi

OptraSculpt® Pad è uno strumento per la modellazione dagli speciali puntali „Pad” in spugna di polietilene, appositamente formulato per la lavorazione e la modellazione dei compositi senza appiccicare.



Modellazione con OptraSculpt Pad



Modellazione con spatola in metallo

Adattamento e modellazione senza appiccicare

I pad anti-appiccicosità di OptraSculpt Pad consentono di adattare e modellare i compositi con facilità, senza lasciare indesiderate tracce sul restauro. Con assoluta efficienza e rapidità si realizzano restauri dalle superfici omogenee e levigate.



Risultato finale con OptraSculpt Pad



Risultato finale con spatola in metallo

Superfici lisce e omogenee

Grazie allo speciale materiale di cui sono composti i pad, è facile ottenere in pochi passaggi risultati assolutamente naturali nei settori anteriori e nelle aree cervicali. L'elevata flessibilità dei pad in spugna di polietilene si adatta ottimamente al profilo del dente, per una perfetta e omogenea modellazione del restauro.




Immagine al microscopio della spugna in polietilene



Scala di riferimento 1



Scala di riferimento 2

Risultati estetici professionali

Le scale di riferimento sul manico dello strumento assistono l'operatore nella creazione di restauri anteriori estetici e dalla corretta conformazione anatomica. Le scale consentono di confrontare la situazione clinica con i valori ideali medi di larghezza dei singoli elementi anteriori dell'arcata superiore nonché di verificare il loro allineamento.

I vantaggi in breve

- La superficie anti-appiccicosità dei pad in spugna di polietilene impedisce ai compositi di aderire allo strumento.
- Lo strumento non lascia tracce indesiderate sul restauro e pertanto garantisce superfici omogenee e levigate.
- Le scale di riferimento sul manico dello strumento assicurano risultati estetici professionali.



Confezionamenti

639791 OptraSculpt Pad Assortment

- 1 OptraSculpt Pad Strumento
- 1 OptraSculpt Pad Refill/4 mm/60 pz
- 1 OptraSculpt Pad Refill/6 mm/60 pz

639792 OptraSculpt Pad Refill/4 mm/60 pz

639793 OptraSculpt Pad Refill/6 mm/60 pz

636004 OptraSculpt Pad Refill Strumento



Questo prodotto rientra nella nostra area di competenza "Restorativa Diretta".

Tutti i prodotti di questo settore sono ottimamente coordinati tra loro.