

Silamat® S6

Un perfetto MIX fra
forma e funzione



- design estetico
- risultati di miscelazione omogenei
- impiego universale

Silamat® S6

Un perfetto MIX fra forma e funzione

Il Silamat S6 è un moderno miscelatore universale per amalgama, cementi vetroionomeri ed altri materiali dentali predosati in capsula o capsula ad iniezione.



Estetico, funzionale

Il design estetico non piace soltanto otticamente, bensì è anche funzionale. Le sue forme rotonde e la pratica cappa estraibile consentono una rapida detersione.



Risultati di miscelazione omogenei

La tecnologia Silamat® brevettata ed affermata da anni e lo speciale "movimento ad otto rovesciato" con 4500 giri/min. superiore alla media garantiscono risultati di miscelazione ottimali ed omogenei.



Impiego universale

Nel Silamat S6 possono essere miscelate tutte le capsule in commercio, incluse quelle ad iniezione, disponibili nelle diverse grandezze e forme.



Semplice utilizzo

Inserire la capsula dall'alto, impostare il tempo di miscelazione..., avviare..., miscelazione ultimata!

Silamat S6

Cod. art. 602286WS

DATI TECNICI

Numero di giri	4500 g/min.
Tensione	100-240 VAC
Dimensione	lungh. x largh. x alt. = 240x230x170 mm
Garanzia	3 anni

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia degli attributi e non sono vincolanti.
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan / Liechtenstein
Stampato in Svizzera
612484/0208/VRDV

Distribuito da:

Ivoclar Vivadent Divisione Clinical
Via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 / 591384
Fax +39 051 / 593317
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it

Ivoclar Vivadent s.r.l. & C. sas
Via Gustav Flora, 32
39025 Naturno (BZ)
Tel. +39 0473 / 670111
Fax +39 0473 / 667780
www.ivoclarvivadent.it


**ivoclar
vivadent®**
passion vision innovation