

Optra®

Accessori innovativi

Per la **realizzazione
efficiente dei
restauri**

Estetica
Efficiente


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

OptraGate®

Facile isolamento

OptraGate® è un retrattore di labbra e guance privo di lattice. La sua flessibilità ed elasticità offrono un gradevole comfort e rendono al paziente più facile mantenere aperta la bocca.

efficace isolamento
grazie all'accesso facilitato

trattamento rapido,
concentrato

impiegato in oltre

100

milioni di trattamenti*



* in base ai dati di vendita

Nessuna **estetica** senza isolamento

Per la realizzazione di successo di tutti i restauri adesivi, l'adeguato isolamento del campo operatorio è essenziale per evitare una contaminazione della cavità con saliva, secreti o sangue.

Con l'isolamento relativo del campo operatorio, gradito da operatori e da pazienti, spesso si possono già ottenere buoni risultati. Che si tratti di restauri diretti in composito o di ceramica cementata adesivamente, OptraGate rappresenta un ausilio efficace ed efficiente per ottenere una solida base per il successo clinico a lungo termine di restauri estetici.



Otturazione su dente deciduo con isolamento relativo



Cementazione di corona parziale sul 36 con isolamento relativo

Foto: Dr. med. dent. Knut Hufschmidt,
Austria

1

2

3

4

5

6

Estetica Efficiente

Con prodotti coordinati fra di loro, concepiti per la restaurativa diretta si possono ottenere efficientemente restauri di alta estetica e qualità.



1 Isolamento

Efficiente isolamento con **OptraGate®**, rulli salivari ed aspirasaliva



2 Bonding

Applicazione diretta intraorale dell'adesivo **Adhese® Universal** nell'efficiente formato VivaPen®



3 Restauro

Direttamente
Tetric Evo-Line – Una soluzione per tutte le classi cavitare

Indirettamente
Restauri estetici in **IPS e.max®**, cementati in modo ottimale con **Variolink® Esthetic**



4 Modellazione

Modellazione rapida con **OptraSculpt®** grazie all'effetto antiaderente



5 Fotopolimerizzazione

Polimerizzazione affidabile e rapida con le lampade **Bluephase®**



6 Lucidatura

Lucidatura a specchio in un solo passaggio con **OptraGloss®**

Isolamento efficace grazie all'accesso facilitato

Il retrattore di labbra e guance consente un ampio accesso al campo operatorio. In tal modo l'operatore può rilevare il flusso salivare, aspirare e quindi ridurre il rischio di contaminazione.

OptraGate
per l'apprezzato isolamento relativo

OptraDam Plus
per l'isolamento assoluto



Trattamenti efficienti e focalizzati

OptraGate distanzia delicatamente ed uniformemente labbra e guance. Non è quindi più necessario distanziare ulteriormente i tessuti morbidi con lo specchietto. OptraGate consente inoltre al paziente di

aprire maggiormente il cavo orale e per un tempo più lungo, favorendo le procedure di trattamento.

Ulteriori varianti colorate aumentano il fattore di "divertimento" durante il trattamento, per una migliore partecipazione, soprattutto in pedodonzia.

Ampio spettro di indicazioni

OptraGate convince in molte situazioni cliniche – ben oltre l'isolamento del campo operatorio. Grazie a OptraGate, la fastidiosa retrazione dei tessuti molli appartiene al passato.



Scansioni intraorali



Protesica



Restauri diretti



Professional Care
in pedodonzia



Restauri diretti
in pedodonzia



Ortodonzia

Foto: Ivoclar Vivadent AG
Liechtenstein

// In qualità di operatore beneficio di un ampio accesso al campo operatorio, dell'isolamento relativo facilitato e più efficace e della possibilità di poter effettuare molti trattamenti anche senza la presenza dell'assistente dentale. Durante il trattamento posso concentrare interamente la mia attenzione sul paziente e sulla sua situazione clinica. //



Dr. med. dent. Knut Hufschmidt
Austria

L'applicazione di OptraGate richiede solo pochi secondi.
È un gioco da ragazzi. Guarda anche tu! personalmente!



Per vedere il video:

www.ivoclarvivadent.com/OptragateFlowchart



OptraSculpt®

Riduzione dei tempi di modellazione grazie alle proprietà anti-aderenti

OptraSculpt® e OptraSculpt Pad sono strumenti di modellazione per l'adattamento privo di aderenze e la modellazione delle superfici. Trovano ottimale impiego per compositi modellabili non fotopolimerizzati per la terapia di restauro diretta nonché per la modellazione e levigatura di compositi da laboratorio in pasta.



Estetica eccellente:
nessuna impronta dello strumento sulla superficie del materiale

Adattamento senza fatica
grazie all'effetto anti-aderente

Minore dispendio di tempo
nella rifinitura e lucidatura

Eccellente estetica

La modellazione di restauri diretti in composito di elevata qualità rappresenta una sfida. Con gli inserti OptraSculpt con effetto anti-aderente sulla superficie del materiale da restauro non rimane l'impronta dello strumento.

Grazie alle speciali forme si minimizza il rischio di inclusioni d'aria nel composito. Una modellazione superficiale omogenea conduce ad un risultato estetico.



Modellazione con OptraSculpt Pad



Risultato finale

Le scale di riferimento sul manico dello strumento

supportano la realizzazione di restauri estetici e anatomicamente naturali. Le scale consentono fra l'altro l'orientamento alle larghezze medie tipiche ideali e alle posizioni degli assi di denti del mascellare superiore.



Scala di riferimento 1



Scala di riferimento 2

Foto: Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Una modellazione efficace per un successo duraturo

Oltre ad altri fattori, la modellazione dei materiali compositi è determinante per il successo a lungo termine del trattamento. Infatti, la corretta forma anatomica di tutte le aree del restauro influisce sull'intero sistema masticatorio. Le diverse forme degli inserti e le angolature degli strumenti OptraSculpt Pad ed OptraSculpt sono state adattate per l'utilizzo sulle superfici anteriori e posteriori. La corretta modellazione delle creste marginali prossimali facilita l'igiene orale degli spazi interdentali. Inoltre le superfici lisce del restauro riducono il deposito di placca e l'accurata modellazione dei bordi riduce il rischio di carie secondaria.



OptraSculpt per i settori posteriori



Ball
Adattamento del materiale



Pointed Tip
professionale modellazione delle fessure



Chisel
modellazione professionale delle creste marginali

Adattamento senza fatica grazie all'effetto anti-aderente

Grazie al speciale materiale bicomponente, in pochi passaggi, si possono realizzare restauri di aspetto naturale. L'effetto anti-aderente di OptraSculpt riduce l'appiccicosità del composito allo strumento. Questo facilita la lavorazione del composito, senza lasciare indesiderate impronte dello strumento sul materiale.



Immagini: Dr. Ronny Watzke, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein

OptraSculpt Pad
lavorazione omogenea
nei settori anteriori


Rifinitura e lucidatura più rapide

La realizzazione di superfici omogenee e prive di impronte dello strumento, facilita la rifinitura e la lucidatura.

OptraGloss®

Efficiente lucidatura di restauri in composito

OptraGloss® è un insieme di strumenti di lucidatura universali composti da particelle microfini di diamante. Gli strumenti per lucidatura a specchio sono indicati per la lucidatura di tutti gli usuali restauri in composito.



OptraGloss® è indicato per le ceramiche


- Si ottengono superfici dei restauri particolarmente lisce e lucide
- Senza ulteriore impiego di pasta per lucidatura
- Con soli due passaggi si ottiene la lucidatura a specchio di diverse ceramiche (p.es. IPS Empress® CAD ed IPS e.max® CAD).

Ideale per
IPS e.max®

Lucidatura a specchio in un solo passaggio


OptraGloss fa splendere i restauri in composito di una bella lucentezza naturale. L'elevato contenuto di diamante fino al 70% in peso consente di ottenere eccellenti risultati.

Le superfici sono lisce minimizzando pertanto i depositi di placca.




* Valore soglia clinicamente rilevante (Bollen, C. M. et al., 1997)

Già in pochi secondi, con un solo passaggio, si ottiene una buona lucentezza superficiale.



Fonti: test in-vitro di sistemi di lucidatura di altri produttori; composito: Tetric EvoCeram® (Dr. S. Heintze, Ivoclar Vivadent, Schaan, 2018)



Forma disco a spirale

NOVITÀ

Uno strumento per ogni superficie
dentale

Confezionamenti

OptraGate®

Assortimento 40 x Misura R (regular) 40 x Misura S (small)	577275WW
Ricambi R 80 x Misura R (regular)	590850WW
Ricambi S 80 x Misura S (small)	590851WW
Ricambi Junior 80 x Misura Junior	591451WW
Ricambi R 40 x Misura R (regular)	683377WW
Ricambi S 40 x Misura S (small)	683378WW
Ricambi Junior 40 x Misura Junior	683376WW

OptraGate® blue e pink

Small Assortimento/ blue e pink 20 x Misura S (small) blue 20 x Misura S (small) pink	669088WW
Junior Assortimento/ blue e pink 20 x Misura Junior blue 20 x Misura Junior pink	669089WW

OptraDam Plus

Assortimento 25 x Misura R (regular) 25 x Misura S (small)	627401AN
Ricambi R 50 x Misura R (regular)	627399AN
Ricambi S 50 x Misura S (small)	627400AN



OptraSculpt®

OptraSculpt & OptraSculpt Pad System Kit	683066AN
1x strumento mono-lato	
1x strumento bi-lato	
1x ricambio Pad 4mm/ 60	
1x ricambio inserto ball/ 20	
1x ricambio inserto chisel/ 20	
1x ricambio inserto pointed tip/ 20	
OptraSculpt Starter Kit	683067AN
1x strumento bi-lato	
1x ricambio inserto ball/ 20	
1x ricambio inserto chisel/ 20	
1x ricambio inserto pointed tip/ 20	
OptraSculpt Next Generation Ricambio ball/ 60	683068AN
Inserto ball	
OptraSculpt Next Generation Ricambio chisel/ 60	683069AN
Inserto chisel	
OptraSculpt Next Generation Ricambio pointed pin/ 60	683100AN
Inserto pointed pin	
OptraSculpt Refill Instrument	683154AN
Strumento bi-lato	

OptraSculpt® Pad

Assortimento	639791AN
1x strumento bi-lato	
1x Pad ricambio 4mm/ 60	
1x Pad ricambio 6mm/ 60	
OptraSculpt Pad Ricambio 4mm/ 60	
Pads 4 mm	639792AN
OptraSculpt Pad Ricambio 6mm/ 60	
Pads 6 mm	639793AN
OptraSculpt Pad Instrument Ricambio	646004AN
Strumento mono-lato	

OptraStick

Ricambi 48 pezzi	699972AN
-------------------------	----------

OptraGloss®

Assortimento	684548AN
2 x fiamma VP (pre-lucidatura)	
2 x coppetta VP	
2 x lente VP	
2 x fiamma HP (lucidatura a specchio)	
2 x coppetta HP	
2 x lente HP	
2 x disco a spirale HP	
OptraGloss kit ceramica	684555AN
fiamma VP (pre-lucidatura)	
coppetta VP	
lente VP	
fiamma HP (lucidatura a specchio)	
coppetta HP	
lente HP	
disco a spirale HP	
OptraGloss Kit composito	701870AN
2 x fiamma HP (lucidatura a specchio)	
2 x coppetta HP	
2 x lente HP	
2 x disco a spirale HP	
OptraGloss Refill fiamma VP	684553AN
OptraGloss Refill coppetta VP	684549AN
OptraGloss Refill lente VP	684551AN
OptraGloss Refill fiamma HP	684554AN
OptraGloss Refill coppetta HP	684550AN
OptraGloss Refill lente HP	684552AN
OptraGloss Refill disco a spirale	721094AN



Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro, 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 3555
Fax +39 051 611 3565
info@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com

IT/2019-10-10



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation