

NUOVO

Multilink[®] Hybrid Abutment

Lo specialista nella cementazione di Abutment Solutions

L'estetica naturale
a partire dalla base



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation

Multilink® Hybrid Abutment

Lo specialista nella cementazione di Abutment Solutions

Multilink® Hybrid Abutment è un cemento composito autoindurente indicato per l'incollaggio extraorale definitivo di strutture ceramiche alle basi nella realizzazione di abutment ibridi o corone abutment ibride.


Multilink® Hybrid Abutment, abbinato al primer universale Monobond Plus, è in grado di stabilire un legame forte e stabile tra la struttura ceramica al disilicato di litio (IPS e.max Abutment Solutions) o in ossido di zirconio e la base in titanio (Ti-base).



Oltre al tradizionale grado di opacità MO 0, Multilink Hybrid Abutment è disponibile ora nella versione HO 0 caratterizzato da opacità elevata. Questo colore garantisce un risultato estetico ottimale anche nei casi più difficili, quali l'incollaggio di corone abutment ibride IPS e.max LT alla Ti-base.

La pratica siringa automiscelante consente la rapida applicazione di Multilink Hybrid Abutment alla struttura ceramica o alla Ti-base. Il cemento composito può essere inoltre conservato a temperatura ambiente.

Valore di resistenza al taglio della ceramica sul titanio a 24 ore utilizzando Multilink Hybrid Abutment (in MPa)



Raffronto tra corona abutment ibrida incollata con Multilink Hybrid Abutment HO 0 (1) e con cemento di opacità convenzionale (2).



Applicazione di Multilink Hybrid Abutment alla Ti-base.

Confezionamenti

IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN

Siringa Multilink Hybrid Abutment HO 0, 1 x 9 g
Cannule di miscelazione, 15 x
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml
Cannule miscelazione, 48 x
Cannule intraorali, 100 x
Monobond Plus, 1 x 5 g
Liquid Strip, 1 x 2,5 g
Accessori vari

Multilink Hybrid Abutment Refill

Siringa Automix, 1 x 9 g (nel colore selezionato)
Cannule di miscelazione, 15 x
647182AN HO 0
647183AN MO 0

Monobond Plus Refill 626221AN

Flacone, 1 x 5 g



È un prodotto della categoria
Protesi fissa di Ivoclar Vivadent. Tutti
i prodotti di questa categoria sono
ottimamente coordinati tra loro.

Ivoclar Vivadent Srl

via Isonzo 67/69
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Italia
Tel. 051 / 611 35 55
Fax 051 / 611 35 65
e-mail: clinical@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.it

ivoclar
vivadent
passion vision innovation