

all digital **all** options

WIELAND

Soluzioni Add-on:

Esclusivi moduli aggiuntivi di software per processi di lavorazione completamente digitalizzati

***Innovative
soluzioni software***



ivoclar
vivadent
passion vision innovation




Soluzioni Add-on Wieland*

Le soluzioni Add-on Wieland comprendono una gamma di soluzioni software innovative. I moduli si basano sul software 3Shape „Dental Designer 2015“ e sono disponibili esclusivamente attraverso Ivoclar Vivadent/Wieland Dental.

La combinazione di pacchetto software base e moduli Add-on consente la completa digitalizzazione di fasi di lavorazione convenzionali attraverso la precisa e moderna tecnologia CAD/CAM. Nascono così soluzioni innovative in flussi di lavoro coordinati, per un ampio spettro di indicazioni nella restaurativa protesica fissa e mobile.


Digital Denture Professional

Questo modulo software viene utilizzato per la costruzione professionale di protesi totali d'elevata qualità ed altamente funzionali. Esso consente il corretto trasferimento delle relazioni anatomiche e dei parametri funzionali del paziente raccolti con UTS CAD e Gnathometer CAD. Per l'applicazione digitale, denti protesici Ivoclar Vivadent e Candulor sono conservati nell'esclusiva libreria denti Wieland Dental.



Digital Press Design

Questo modulo software viene utilizzato per la progettazione e il posizionamento totalmente automatico dei canali di pressatura sull'oggetto da pressare. L'efficiente procedura di digitalizzazione e fresatura ottimizza la produzione di restauri IPS e.max® Press. Le strutture in cera vengono fresate da uno speciale disco in cera. Il software è inoltre indicato per monitorare il decorso cromatico dei restauri policromatici IPS e.max Press Multi.



IPS e.max® CAD Veneering Solutions

Questo modulo software consente la realizzazione digitale di strutture di rivestimento estetico per sottostrutture Zenostar® MO. In esclusiva, l'integrata libreria denti SR Phonares® II (comprensiva di mammelloni) per restauri anteriori estetici CAD/CAM. La straordinaria combinazione dei materiali IPS e.max® CAD e Zenostar consente di realizzare restauri estetici dall'eccezionale resistenza complessiva.



Produttore:

Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG
Lindenstr. 2
75175 Pforzheim
Deutschland
Tel. +49 7231 3705 0
info@wieland-dental.de
www.wieland-dental.de

Distributore:

www.ivoclarvivadent.com/distributors



ivoclar
vivadent
passion vision innovation