


**SERVICE+**

Service+ offre prodotti e servizi a supporto ottimale nella quotidianità del laboratorio. Dal primo approccio al mondo dentale CAD/CAM di Ivoclar Digital attraverso un ampio spettro di indicazioni con vasta scelta di materiali, fino ai restauri fresati, oppure al Back-up per la sua unità di fresaggio PrograMill, in caso di manutenzione. Noi Le copriamo le spalle. In modo da poter gestire in modo più flessibile la quotidianità del laboratorio.



# 100 % SERVICE+

# SERVICE+

## Partner Outsourcing per ogni laboratorio

Service+ è un partner in Outsourcing per ogni laboratorio che offre prodotti e servizi del mondo CAD/CAM dentale di Ivoclar Digital. Con servizi nel campo della scansione e del design, Service+ supporta il laboratorio odontotecnico nel progresso della digitalizzazione.

La realizzazione e l'ordine di restauri disegnati personalmente con materiali Ivoclar Digital è possibile per tutti i laboratori (requisito: file STL aperti).

Il portafoglio prodotti comprende la protesi fissa e rimovibile nonché la protesi su impianti. Con i prodotti ed i servizi di Service+ l'investimento e l'utilizzo delle attrezzature CAD/CAM può essere adattato in modo ideale alle attuali esigenze di laboratorio.

Protesi  
rimovibile

Protesi  
implantare

**DIGITAL  
DENTURE**

**ABUTMENT**

**BARRA A SUPPORTO  
IMPLANTARE**

**SOVRASTRUTTURE A  
SUPPORTO IMPLANTARE**

**SERVICE+ PRODUZIONE**


**SERVICE+ PRODUZIONE**

**SERVICE+ PRODUZIONE**

**SERVICE+ DESIGN & PRODUZIONE**

## I SUOI VANTAGGI

- Maggiore flessibilità nella produzione CAD/CAM
- Elevata produttività
- Ottimale pianificazione della produzione
- Elevata qualità
- Ampio portafoglio materiali
- Facile primo approccio all'odontotecnica digitale



**NESSUNA  
PERDITA DI REDDITO  
DURANTE LAVORI DI  
MANUTENZIONE.**

# SERVICE+

## Backup

### Affidabile produzione in caso di manutenzione

L'investimento in un sistema CAD/CAM PrograMill aumenta l'efficienza in laboratorio ed accresce la redditività. Alla sicurezza ed al successo di produzione provvede Service+ Backup.

In caso di manutenzione o servizio di assistenza, consente un perfetto passaggio degli ordini. Il centro di fresaggio produce i restauri digitali del laboratorio, finché il sistema PrograMill è nuovamente pronto all'uso.

#### I SUOI VANTAGGI

- Riduce la perdita di produzione
- Produce in caso di manutenzione

#### Laboratorio odontotecnico

#### Ivoclar Digital Service+

Scan & Design



Produzione



Telefono: 00800 7000 7080



Produzione



Spedizione

**AFFIDI LA  
FRESATURA A  
PROFESSIONISTI.**



# SERVICE+

## Produzione


### Più possibilità per la produzione CAD/CAM

Service+ Produzione è rivolto ai laboratori odontotecnici, che dispongono già di un proprio scanner e del software di design. Gli utilizzatori del software di design di 3Shape, DWOS oppure Exocad dispongono di un vasto portafoglio di materiali ed un ampio spettro di indicazioni per la protesi fissa, rimovibile ed implantare.

I laboratori con propria dotazione CAD/CAM, con l'aiuto di Service+ Produzione, possono aumentare la redditività della propria produzione, lasciando produrre p.es. restauri complessi al Service+.

#### I SUOI VANTAGGI

- Elevato standard qualitativo
- Portafoglio materiali ed indicazioni ampliato
- Ideale sfruttamento della propria attrezzatura CAD/CAM
- Per tutti i file STL aperti





**UN PARTNER  
AFFIDABILE PER LA  
COMPLETA PRODUZIONE  
DIGITALE.**

# SERVICE+

Design & Produzione

## Facile primo approccio all'odontotecnica digitale

L'offerta Service+ Design & Produzione consente ai laboratori odontotecnici l'accesso al mondo digitale di Ivoclar Vivadent. L'odontotecnico invia i propri modelli e/o il suo wax-up, oppure i dati di scansione (dati STL aperti) a Service+. Qui il tutto viene digitalizzato, i restauri vengono disegnati e realizzati nel materiale desiderato. Soprattutto in caso di protesi su impianti ed in caso di restauri odontotecnici complessi, Lei può disporre della pluriennale esperienza dei nostri specialisti CAD/CAM.

### I SUOI VANTAGGI

- Ampio portafoglio materiali
- Moderne tecnologie di produzione
- Prodotti e soluzioni calibrate
- Nessun costo di investimento

Laboratorio odontotecnico

Ivoclar Digital Service+

Log-in  
Order Manager



Registrazione ordine



Ordine di ritiro  
Modello + wax-up



Scan & Design

Delibera  
alla produzione



Produzione



Spedizione

Per ulteriori informazioni  
[ivoclardigital.com](http://ivoclardigital.com)

# SERVICE+

## Materiale ed indicazioni

		Protesi fissa			Protesi implantare			
		Inlay / onlay / faccetta	Corona / struttura	Ponte	Corona telescopica	Abutment individuale	Barra a supporto implantare	Sovrastruttura implantare
Ceramica	IPS e.max® ZirCAD		✓	✓	✓			✓
	IPS e.max® CAD	✓	✓	✓				✓
	IPS Empress® CAD	✓	✓					
	IPS e.max® CAD Veneering Solutions		✓	✓				
CoCr & Titanio	Colado® CAD CoCr 4		✓	✓	✓		✓	✓
	Colado® CAD Ti2		✓	✓	✓			
	Colado® CAD Ti5		✓	✓	✓		✓	✓
	Custom Abutment Ti5					✓		
PMMA & cera	Telio® CAD		✓	✓				✓
	SR Vivodent® CAD							
	Ivobase® CAD							
	ProArt CAD Splint							
	ProArt CAD Wax yellow							
ProArt CAD Wax pink								



### I SUOI VANTAGGI

- Parametri del materiale ottimizzati per una qualità costante ed elevata
- Moderne tecnologie di produzione
- Prodotti e soluzioni calibrate

**100%** Materiali Ivoclar Digital

**100%** Processi calibrati

Protesi rimovibile		Protesica a supporto del processo	
Sovrastuttura <sup>1</sup> su barra	Digital Denture	Barra	Struttura in cera
✓			
✓			
	✓ <sup>2</sup>		
	✓ <sup>2</sup>		
		✓	
			✓
	✓ <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Le sovrastrutture sono disponibili soltanto incl. barra implantare attraverso Design & Produzione.

<sup>2</sup> Digital Denture è disponibile a partire da luglio 2017 (requisiti: Dental Designer e Digital Denture Add-on 2017).



Per ulteriori informazioni  
[ivoclardigital.com](http://ivoclardigital.com)

# PROTESI IMPLANTARE

## Il Plus per restauri implantari individuali

Produttore*	Sistema implantare*	Piattaforma impianti (ø mm)					Abutmentlevel	Abutment monopezzo	Sovracostruzioni a supporto implantare
Biomet 3i	Osseotite®	3,4		4,1	5,0	6,0		✓	✓
	Osseotite® Certain®	3,4		4,1	5,0	6,0		✓	✓
CAMLOG®	Camlog®	3,3	3,8	4,3	5,0	6,0		✓	✓
	Conelog®	3,3	3,8	4,3	5,0			✓	✓
	iSy®		3,8	4,3	5,0			✓	✓
Dentsply Implants	Astra Tech Osseo Speed™	3,5/4,0		4,5/5,0				✓	✓
	Frialit® + Xive®	3,4	3,8	4,5/5,5				✓	✓
	Ankylos®						Balance Basisaufbau C / small		✓
medentis medical	ICX	3,45	3,75	4,1	4,8			✓	✓
Nobel Biocare	Brånemark System®	NP 3,5		RP 4,1	WP 5,1			✓	✓
	NobelActive™	NP 3,5		RP 4,3/5,0				✓	✓
	NobelReplace™	NP 3,5		RP 4,3	WP 5,0	6,0		✓	✓
							Multi-unit		✓
Straumann	Bone Level	NC 3,3		RC 4,1	RC 4,8			✓	✓
	synOcta®				RN 4,8	WN 6,5		✓	✓
Zimmer	Screw-Vent®	3,5		4,5	5,7			✓	✓

\*I sistemi implantari ed i marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.

## IL PLUS DI INDICAZIONI



### I SUOI VANTAGGI

- Ponti e barre implantari di elevata precisione
- Ampia scelta di sistemi implantari
- Lucidatura a specchio senza ulteriore lavorazione



## IL PLUS DI MATERIALI

Un valore aggiunto del portafoglio prodotti di Service+ è dato dalla fornitura di lavorazioni implantari come abutment individualizzati, ponti e barre. Le interfacce disponibili sono quelle più utilizzate dai professionisti nel settore.

La biblioteca CAD di Ivoclar Digital include geometrie speciali di attacchi come p.es Locator e patrici digitali (compatibili con MK1<sup>®\*</sup>, Preci-Vertex<sup>®\*</sup>, Preci-Horix<sup>®\*</sup>).

Tutto il pacchetto implantare è stato specificatamente sviluppato per garantire un processo di produzione ottimale, incluso il trattamento di lucidatura.

La precisione del fresaggio delle interfacce implantari sulle strutture, è garantita dalla scansione tradizionale associata a quella industriale. L'aggiuntiva scansione a misurazione tattile effettuata con tastatori industriali, garantisce ulteriormente il successo di questo processo.

# 100 %

protesi implantare\*\*  
di precisione

## Vantaggi della biblioteca CAD Ivoclar Digital:

- Patrici lucidate con precisione per MK1<sup>®\*</sup>, Preci-Vertex<sup>®\*</sup> e Preci-Horix<sup>®\*</sup>
- Vasta gamma di Attachment:  
Filettature per Locator<sup>®\*</sup>,  
Fresatura circolare con Interlock

**IL PLUS  
DI SICUREZZA**

Per ulteriori informazioni  
[ivoclardigital.com](http://ivoclardigital.com)

\* Questi marchi non sono marchi registrati della Ivoclar Vivadent AG.

\*\*Garantisce la precisione priva di tensioni in caso di barre e ponti su impianti secondo misurazione tattile del modello.

30 anni di Know-how  
nel campo  
CAD/CAM dentale



Dal 1987 produzione  
CAD/CAM  
delle forme denti  
del gruppo  
Ivoclar Vivadent



Dal 2006  
Produzione  
di restauri  
dentali





5 anni di  
garanzia\*



Certificata secondo  
DIN ISO 13485 e  
DIN ISO 9001



\*Per restauri in IPS e.max® CAD, IPS e.max® ZirCAD e Colado® CAD Ti/CoCr.  
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni di garanzia.

# ESPERIENZA DIGITALE SOTTO LO STESSO TETTO

Ivoclar Digital è un partner digitale competente, che accompagna odontoiatri ed odontotecnici lungo l'intera catena di processi digitali. In tal senso viene posta particolare attenzione alla semplicità ed alla facilità di comprensione dei flussi operativi:

Il portafoglio per il processo di lavoro digitale si suddivide in 3 campi:

## Scanner | CAD

Versatili Scanner, software di Design utilizzabile in modo intuitivo ed esclusivi Add-ons

## Materiale

Materiali dalle elevate prestazioni come p.es. IPS e.max® – il sistema di ceramica integrale maggiormente utilizzato al mondo\*

## Attrezzatura | CAM

Fresatori PrograMill di elevata tecnologia per la realizzazione di restauri estetici



**SERVICE+**

**Service+** L'offerta viene completata da Service+. Il servizio facilita il primo approccio alla lavorazione digitale è un partner in Outsourcing e in caso di Back-up.

IT72017-03-15

#### Distribuzione:

[www.ivoclarvivadent.com/distributori](http://www.ivoclarvivadent.com/distributori)

#### Contatto:

Telefono: 00800 7000 7080  
[cadcamsupport@ivoclarvivadent.com](mailto:cadcamsupport@ivoclarvivadent.com)  
[www.ivoclardigital.com](http://www.ivoclardigital.com)

#### Sede produttiva:

Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH  
Via Gustav Flora 32  
39025 Naturno, BZ, Italia

→ Connected to you

[ivoclardigital.com](http://ivoclardigital.com)

ivoclar  
digital®

\*In base ai dati di vendita