

	Protesi fissa			Protesi implantare				Protesi rimovibile		Protesica a supporto del processo	
	Inlay / onlay / faccetta	Corona / struttura	Ponte	Corona telescopica	Abutment individuale	Barra a supporto implantare	Sovrastruttura implantare	Sovrastruttura <sup>1</sup> su barra	Digital Denture	Barra	Struttura in cera
IPS e.max® ZirCAD		✓	✓	✓			✓				
IPS e.max® CAD	✓	✓	✓				✓				
IPS Empress® CAD	✓	✓									
IPS e.max® CAD Veneering Solutions		✓	✓								
Colado® CAD CoCr 4		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Colado® CAD Ti2		✓	✓	✓							
Colado® CAD Ti5		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Custom Abutment Ti5					✓						
Telio® CAD		✓	✓				✓				
SR Vivodent® CAD									✓ <sup>2</sup>		
Ivobase® CAD									✓ <sup>2</sup>		
ProArt CAD Splint										✓	
ProArt CAD Wax yellow											✓
ProArt CAD Wax pink									✓ <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Le sovrastrutture sono disponibili soltanto incl. barra implantare attraverso Design & Produzione.

<sup>2</sup> Digital Denture sarà prossimamente disponibile (requisiti: Dental Designer e Digital Denture Add-on 2017).